

QuaG™ DNA Purification Kits



AB-LAND® from JC Group

介绍

QuaG™ DNA Purification Kits, 是 AB-LAND 生产的包括了科研实验室常用的三套 (Plasmid Miniprep, PCR Clean Up kit, DNA Gel Extraction kit) 完整的试剂及耗材套装, 每套均可进行 **50-100 次** 实验。其主要特点是: **高效, 便捷, 多能, 可视, 微量, 快速**。它是依靠硅胶膜能特异性与 DNA 分子结合的特点并通过离心的方法来实现分离纯化 DNA, 主要用于纯化富集 Plasmid、Cosmid, BAC、基因组 DNA 及 RNA 分子。



可视

条件	正常	出现问题	出现严重问题
通过溶解液的颜色观察直观判定是否试剂已经失效或者体系不达标			

性能




Fig1. Gel electrophoresis of two plasmids, digested by enzyme and purified by **QuaG™ Plasmid Miniprep Kit**.




Fig2. Gel electrophoresis of three different PCR products purified by **QuaG™ PCR Clean Up Kit**.






Fig3. Gel electrophoresis of three different PCR products extracted from agarose gel by **QuaG™ DNA Gel Extraction Kit**.



The stability of the plasmid recovery percent from 4 ml *Escherichia coli* culture suspension using **QuaG™ Plasmid Miniprep Kit**



The stability of the DNA recovery percent from 10 equal parts using **QuaG PCR Clean Up kit (RED)** ; The stability of the gel extraction percent from 10 equal parts using **QuaG DNA Gel Extraction kit (BLUE)** ;

Related Products



AB-LAND® from JC Group

产品货号	产品名称	产品规格
ABK5500	微量核酸蛋白测定仪	上样量为 1.5µl, 包括电脑和软件
PPK25050	QuaG™ Plasmid Miniprep Kit	可以抽提 50 次
PPK25100	QuaG™ Plasmid Miniprep Kit	可以抽提 100 次
DCU13050	QuaG™ DNA Clean Up Kit	可以清洁 50 次
DCU13100	QuaG™ DNA Clean Up Kit	可以清洁 100 次
DGE13050	QuaG™ DNA Gel Extraction Kit	可以回收 50 次
DGE13100	QuaG™ DNA Gel Extraction Kit	可以回收 100 次
CS28002	Spin column	50 个, 900ul 容量, 提取质粒专用
CS33001	Waste tube	50 个, 2ml, 无盖
RT33001	WashBuffer-1	50ml, 洗涤液 1
RT33002	WashBuffer-2	50ml, 洗涤液 2
RT10002	ABL-V1™	50ml, 重悬液
RT10003	ABL-V2™	50ml, 裂解液
RT10004	ABL-V3™	50ml, 中和液
CS28003	Spin column mini	50 个, 900ul, 回收 DNA 专用
CS12002	Collection Tube	50 个, 1.5ml
RT10005	ABL-Y™	50ml, DNA 回收结合液
RT33003	WashBuffer	50ml, PCR、酶切、测序等 DNA 回收专用洗涤液
RT10005	ABL-S™	50ml, DNA 凝胶回收结合液
EF21015	Easy Fection™ Lipo-transfection Reagent	1.5 ml, 脂质体转染试剂

更多产品, 参看 www.juchengmedical.com 官方网站;
或加微信直接查询(扫描右边图案进行添加关注);
或者直接咨询热线电话: **400-884-8280**




AB-LAND SCIENTIFIC

中国生产基地•武汉

地址: 湖北省武汉市汉阳区加华科技产业园 1 号楼

电话: 027-59306625

服务热线: 400-8848-280



AB-LAND SCIENTIFIC